

Labiase

(from *Streptomyces fulvissimus* TU-6)

Labiase, produced by a submerged culture of *Streptomyces fulvissimus* TU-6, is a new enzyme preparation that lyses effectively cell walls of numerous lactic acid bacterium. This preparation is used as a tool for studies of cell walls structure of lactic acid bacterium and the preparation of plasmid DNA, intracellular enzyme and protoplast from lactic acid bacterium and so on.

SPECIFICATIONS:

Appearance.....	Lyophilized powder (containing lactose)
Activity.....	≥ 10 units/g (β -N-Acetyl-D-glucosaminidase)
Other activities contained	
Lysozyme.....	$\geq 2 \times 10^4$ units/g
Optimum pH and temperature.....	See Fig. 1,2
pH and thermal stability	See Fig. 1,2

ASSAY FOR β -N-ACETYL-D-GLUCOSAMINIDASE ACTIVITY:

Unit Definition

One unit of enzyme catalyzes the release of 1 μ mole of *p*-nitrophenol from *p*-nitrophenyl N-acetyl- β -D-glucosaminide per minute at 37°C, pH4.0.

Method

Reaction mixture

Substrate.....	5mM <i>p</i> -nitrophenyl N-acetyl- β -D-glucosaminide in 0.2M
	Citrate-phosphate buffer, pH 4.0
Enzyme.....	suitably diluted enzyme
	Total volume 1.00 ml

Cat#OZ-30EX

Procedure

After incubation for 10 minutes at 37°C, terminate by 2ml of 1M Na₂CO₃. Read A₄₀₅.

Calculation

$$\text{Enzyme unit} = \frac{A_{405} \times 3}{17.7 \times 10^3 \times 10} \times 10^3$$

The molar extinction coefficient of free *p*-nitrophenol under these conditions is 17,700.

ASSAY FOR LYtic ACTIVITY TOWARD LACTIC ACID BACTERIUM:

Method

Reaction mixture

Buffer.....	50mM Citrate-sodium citrate buffer, pH 4.0	1ml
Substrate...	Lactic acid bacterium suspension(A ₆₆₀ =5.0)	1ml
Enzyme.....	500 μ g protein/ml solution	1ml
Distilled water		2ml

Total volume 5ml

Procedure

(Before adding the enzyme solution preincubation is carried out for 5 minutes at 37°C.) After incubation for 2 hours at 37°C with gentle shaking, A₆₆₀ of the mixture is determined. As a reference, 1 ml of distilled water is used instead of enzyme solution.

Calculation

$$\text{Percentage decrease in A}_{660} = \frac{(d0 - dt) - (D0 - Dt)}{d0} \times 100$$

d(0 or t):A₆₆₀ of reaction mixture after 0 or 2 hours
 D(0 or t):A₆₆₀ of reference mixture after 0 or 2 hours

Result

See Table 1.

The extent of lysis of lactic acid bacterium cells by **Labiase** varies with lactic acid bacterium strain, growth stage of lactic acid bacterium, or cultural condition.

STORAGE:

Lyophilized preparation is stable for at least 1 year when stored at 4°C.




Fig.1 pH-stability and activity

Stability:18 hours treatment at 25°C

Activity:37°C




Fig.2 Thermal-stability and activity

Stability:10 minutes treatment

Activity:pH4.0

Table 1. Lysis of lactic acid bacterium cells by Labiase

Strains	Lysis (%)
<i>Leuconostoc mesenteroides</i> IFO 3832	92.8
<i>Leuconostoc lactis</i> IFO 12455	99.6
<i>Streptococcus faecalis</i> IFO 3971	96.5
<i>Lactobacillus acidophilus</i> IFO 13951	97.9
<i>Lactobacillus plantarum</i> IAM 1041	96.8
<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>casei</i> IFO 3533	59.4
<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>ramnosus</i> IAM 1118	91.8
<i>Lactobacillus brevis</i> IFO 3345	95.6
<i>Lactobacillus fermentum</i> IFO 3071	70.4
<i>Lactobacillus</i> sp. (<i>buchneri</i>) IFO 3961	89.4
<i>Lactobacillus fructivorans</i> IFO 13954	96.9
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> JCM 1002	97.7
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>delbrueckii</i> JCM 1012	92.0
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1120	98.7
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1005	84.5
<i>Lactobacillus kefir</i> JCM 5818	93.0
<i>Lactobacillus sanfrancisco</i> JCM 5668	82.1
<i>Bifidobacterium bifidum</i> JCM 1255	62.9
<i>Streptococcus salivaris</i> subsp. <i>thermophilus</i> IFO 13957	94.0
<i>Streptococcus mutans</i> JCM 5705	73.9

Please note that the above data is an example. The values vary widely depending on the condition.

Manufacturer: **ÖZEKI** OZEKI CORPORATION

Distributor



COSMO BIO Co., LTD.
 Inspiration for Life Science

Suite 101, 2792 Loker Ave. W., Carlsbad, CA 92010, USA

<http://www.cosmobiousa.com>

e-mail : info@cosmobiousa.com

Phone : +1-760-431-4600

FAX : +1-760-431-4604

特徴

Labiaseは、*Streptomyces fulvissimus* TU-6 株の培養液上清より調製され、 β -N-アセチル-D-グルコサミダーゼ、ムラミダーゼを主体とする複合酵素剤で、以下のような特徴が有ります。

1. 熱安定性に優れています。
2. 粉末、液体などの保存状態によらず安定である。
3. β -N-アセチル-D-グルコサミダーゼ、ムラミダーゼ、エンドベーフチダーゼ活性を有する。
4. 乳酸菌及び、火落菌をはじめ、その他細菌類の細胞壁をよく溶解する。
5. 単独で乳酸菌のプロトプラストが調製できる。

規格

500 mg / バイアル

β -N-アセチル-D-グルコサミダーゼ活性 10 U/g 以上

形状

凍結乾燥粉末（賦形剤として乳糖を含んでいます）

保存

4°C 乾燥状態

諸性質




図1. 温度-活性、安定性曲線




図2. pH-活性、安定性曲線

表1.各種酵素活性

酵素	活性(U/g-protein) ^{*4}
β -N-アセチル-D-グルコサミダーゼ ^{*1}	435
ムラミダーゼ ^{*2}	200,000
エンドベーフチダーゼ ^{*3}	21

* 1 β -N-アセチル-D-グルコサミダーゼ活性の定義

p-ニトロフェニル- β -N-アセチル-D-グルコサミンを基質として酵素を作用させたとき、1分間に1 μ mol のp-ニトロフェノールを遊離する酵素活性を1 Uとする。

* 2 ムラミダーゼ活性の定義

Micrococcus luteus (IFO3333) 菌体を基質として酵素を作用させたとき、1分間に濁度(O D₅₄₀)を0.001減少させる酵素活性を1 Uとする。

* 3 エンドベーフチダーゼ活性の定義

ガゼインを基質として酵素を作用させたとき、1分間に1 μ mol のチロシン相当量を生ずる酵素活性を1 Uとする。

* 4 但し各酵素活性は、ロットによって幅があります。

表2. 乳酸菌に対する溶菌スペクトル

検定菌株	溶解率(%)		
	Labiase	N-アセチルグルコサミン	アクリロペーパチダーゼ
<i>Leuconostoc mesenteroides</i> IFO 3832	92.8	40.9	26.8
<i>Leuconostoc lactis</i> IFO 12455	99.6	98.7	18.6
<i>Streptococcus faecalis</i> IFO 3971	96.5	97.7	86.9
<i>Lactobacillus acidophilus</i> IFO 13951	97.9	96.3	98.7
<i>Lactobacillus plantarum</i> IAM 1041	96.8	99.1	19.6
<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>casei</i> IFO 3533	59.4	40.6	25.1
<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>ramnosus</i> IAM 1118	91.8	95.0	44.4
<i>Lactobacillus brevis</i> IFO 3345	95.6	95.5	71.3
<i>Lactobacillus fermentum</i> IFO 3071	70.4	63.7	59.8
<i>Lactobacillus</i> sp. (<i>buchneri</i>) IFO 3961	89.4	72.6	54.3
<i>Lactobacillus fructivorans</i> IFO 13954	96.9	98.7	48.3
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> JCM 1002	97.7	99.2	86.1
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>delbrueckii</i> JCM 1012	92.0	76.1	96.6
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1120	98.7	79.3	15.2
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1005	84.5	98.2	87.4
<i>Lactobacillus kefir</i> JCM 5818	93.0	89.7	41.3
<i>Lactobacillus sanfrancisco</i> JCM 5818	82.1	43.9	96.6
<i>Bifidobacterium bifidum</i> JCM 1255	62.9	87.0	41.8
<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i> IFO 13957	94.0	91.7	40.9
<i>Streptococcus mutans</i> JCM 5705	73.9	38.1	81.7

表3. 火落菌に対する溶菌スペクトル

検定菌株(発酵型)	溶解率(%)		
	Labiase	N-アセチルグルコサミン	アクリロペーパチダーゼ
H1 (真性ヘテロ発酵型)	94.3	96.5	16.4
S14 (真性ヘテロ発酵型)	95.6	96.9	22.3
S24 (真性ホモ発酵型)	95.1	96.9	9.9
S42 (真性ホモ発酵型)	91.6	92.9	38.9
H34 (火落性ヘテロ発酵型)	89.2	68.9	18.6
S7 (火落性ヘテロ発酵型)	92.2	95.4	11.6
H7 (火落性ホモ発酵型)	95.6	96.5	21.6
S4 (火落性ホモ発酵型)	73.5	84.2	11.4

表4. その他細菌に対する溶菌ペクタル

検定菌株 (グラム染色)	Labiase	溶解率(%)	
		N-アセチルムラミデイスク SG	アクリモーブチダーゼ
<i>Staphylococcus aureus</i> IFO 12732 (陽性)		96.7	27.5
<i>Bacillus subtilis</i> ISW 1214 (陽性)		96.9	95.3
<i>E. coli</i> SSC-1 (陰性)		33.3	9.4
<i>Pseudomonas fluorescens</i> IFO 14160 (陰性)		95.8	6.8
			0.0

***各細胞壁溶解酵素の溶菌ペクタルの測定方法**

細胞壁溶解酵素の溶菌活性を菌体懸濁液の濁度の減少と見なし、以下の方法で濁度減少率を測定した。

対象菌体（いずれも対数増殖期）懸濁液の濁度 (OD_{660}) が 1.0、酵素濃度が、 $100 \mu g\text{-protein}/ml$ に最終的になるよう 0.01M ケン酸-ケン酸ナトリウム緩衝液 (pH4.0) で調製し、37°Cで 2 時間反応後の反応液の濁度を測定した。コントロールとして酵素を除いて同様に調製したものの濁度も、同様にして測定した。また N-アセチルムラミデイスク SG (0.01M トリス-マレイン酸-NaOH緩衝液、pH5.5 中) およびアクリモーブチダーゼ (0.01M トリス-塩酸緩衝液、pH8.0 中) について同様に溶解率を測定した。溶解率は下式により求めた。

$$\text{溶解率 (\%)} = \frac{(d_0 - d_t) - (D_0 - D_t)}{d_0} \times 100$$

d_0
 $d(0, t)$: 0, t hr 後の反応液の濁度
 $D(0, t)$: 0, t hr 後のコントロールの濁度

表5. 乳酸菌のプロトプラスト調製

検定菌株	Labiase	プロトプラスト形成量 (%) *	
		N-アセチルムラミデイスク SG	
<i>Leuconostoc mesenteroides</i> IFO 3832		77.9	0.0
<i>Leuconostoc lactis</i> IFO 12455		89.8	0.0
<i>Lactobacillus acidophilus</i> IFO 13951		57.4	22.1
<i>Lactobacillus plantarum</i> IAM 1041		23.1	5.1
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>delbrueckii</i> JCM 1012		45.6	7.6
<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i> JCM 1248		44.6	11.3
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1120		54.4	35.8
<i>Lactobacillus helveticus</i> JCM 1005		78.0	64.3
<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i> IFO 13957		49.0	0.0

***乳酸菌のプロトプラスト調製方法**


乳酸菌菌体（対数増殖期）懸濁液の濁度 (OD_{660}) が、最終的に 6.0 になるように、0.6M KCl (スタビライザー) を含む、0.01M ケン酸-ケン酸ナトリウム緩衝液 (pH4.0) で調製したもの 1 容に対し、 $300 \mu g\text{-protein}/ml$ の酵素液を 1 容加えて 37°Cで

30 分間反応後、反応液をスタビライザーを含まない 0.01M ケン酸-ケン酸ナトリウム緩衝液 (pH4.0) で 10 倍希釈して、プロトプラストをバーストさせた時の濁度 (OD_{660}) と、スタビライザーを含む 0.01M ケン酸-ケン酸ナトリウム緩衝液 (pH4.0) で 10 倍希釈してバーストさせなかった時との濁度を測定した。また同時にコントロールとして酵素を除いて同様に調製したものを、スタビライザーを含まない 0.01M ケン酸-ケン酸ナトリウム緩衝液 (pH4.0) で 10 倍希釈した時の濁度を測定した。プロトプラスト形成量は下式により求めた。

$$\text{プロトプラスト形成量 (\%)} = \left[\frac{\text{反応液をスタビライザーを含む緩衝液で } 10 \text{ 倍希釈したものの濁度} - \text{ 反応液をスタビライザーを含まない緩衝液で } 10 \text{ 倍希釈したものの濁度}}{\text{コントロールを } 10 \text{ 倍希釈したものの濁度}} \right] \times 100$$

参考文献

- 1) 長谷川和哉、大淵和彦、濱地正昭、熊谷知栄子：公開特許公報、平 11-056348
- 2) 長谷川ら：平成 9 年度 日本生物工学会大会講演要旨集、p140

販売元


〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
 URL: <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)
 TEL: (03) 5632-9610 FAX: (03) 5632-9619
 TEL: (03) 5632-9620

製造元
