

2D-Silver Stain Reagent II -For Electrophoresis-

Cat. No. DCB-423413

Last Updated: 2016/1/7

www.cosmobio.com

Background

Detection of proteins and nucleic acids migration by polyacrylamide gel electrophoresis and silver staining are now being highlighted as one of the most sensitive staining methods. However the original silver staining method is not necessarily easy to work and takes a long-time to complete. 2D-SILVER STAIN-II is an improved reagent kit developed to provide simple and fast staining.

[||] Features

- 1) Rapid staining results in a short time after electrophoresis
- 2) Staining with higher sensitivity

For Proteins: 50 to 100 times more sensitivity than CBB staining

For Nucleic Acids: 50 to 100 times more sensitivity than EB staining

- 3) Simple preparation and simple operation
- 4) No use of materials such as heavy metals which need to be controlled by regulations.
- 5) Staining process can be stopped any time during development for desired chromatic figures.

[|||] Applications

2D-SILVER STAIN II is applicable to the detection of proteins and nucleic acids subjected to polyacrylamide and SDS-polyacrylamide slab gel electrophoresis.

[IV] Components

Reagents	Main Ingredients	Volume
Fixing Reagent	Thiourea	100 ml x 1
Pretreatment reagent	Dithiothreitol, Glutar-aldehyde, Thiourea	100 ml x 1
Staining Solution A	Silver nitrate	100 ml x 1
Staining Solution B	Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide	100 ml x 1
Concentrated developer	Citric acid, Folmaldehyde, Sodium thiosulfate	100 ml x 1
Stopper	Citric Acid	100 ml x 1

[V] Procedures

www.cosmobio.com

For Protein Staining, in addition to the reagents supplied with the kit, the following materials are required.

- 1) Methanol
- 2) Acetic Acid
- 3) Deionized water (less than 10⁻⁶ mho conductivity)
- 4) Measured cylinder
- 5) Flat-bottommed tray for developing gels
- 6) Measuring pipette

[V-1] Preparation of Reagents

Prepare the following solutiosn just before staining the gel. The volume of reagents use for preparation shown belowis based on teh size of 140 mm x 140 mm x 1.0 mm slab gel. Fro any different sizes of slab gels, the voulme of reagents should be prepared in proportion to the size of the gel to be used.

1	Fixing solution I Mix 100 ml of methanol and 20ml of acetic acid with 80ml of deionized water. Stir and use the mixture as fixing solution I.
2	Fixing solution II Mix 60 ml of methanol, 20 ml of acetic acid and 10ml of 1 Fixing Reagent with 110 ml of deionized water. Stir and use the mixture as fixing soultion II.
3	Pretreatment solution Mix 100 ml or methanol, 10 ml of 2 Pretreatment Reagent and 90ml of deionized water. Stir and use the mixture as pretreatment solution
4	Silver staining solution Mix 10ml of 3.) Staining Solution A and 10 mL of 4.) Staining Solution B and stir. Then add 180ml of deionized water and stir. Use the mixture as silver staining solution.
5	Developer Add 10 ml of 5.) Concentrated Developer to 190 ml of deionized water and stir. Use the mixutre as the developer

[V-2] Staining Procedure





[V-3] Notes

- As the silver staining solution produces explosive silver amide when left to stand, the solution must be treated with hydrochloric acid or sodium chloride to convert the silver into silver chloride (See Procedure 6.)
- Since Staining Solutions B among the components of 2D-Silver Stain-II, contains ammonium hydroxide and sodium hydroxide as an alkali substance respectively, take care to prevent them from contacting the eye and the skin. In case of eye contact rapidly wash the eye with flowing water, and consult a doctor. In case of contact with the skin and clothes, rapidly wash away with water, and consult a doctor if inflammation occurs.
- Staining Solution A and other components may also cause a stimulus to the mucous membrane and the skin. In case of contact with the eye, skin, and clothes, rapidly wash away with water, and consult a doctor if inflammation should be caused.
- Addition of the silver staining solution to the sample gel may color or make turbid the solution. Such coloration and tubidity do not affect the stain. (See Procedure 5.)
- Deionized water or distilled water of less than 10 -8 mho conductivity is recommended.
- The tray to be used for the staining should be clean and have a smooth surface.
- When a sample gel stained by the CBB staining is to be subjected to the silver staining, the sample gel should be washed with deionized water thoroughly. (3 hours or longer while changing deionized water several times prior to the silver staining.)
- Care should be taken not to damage the gel during operation.
- Care should be taken to see that the gel may not come out of the surface of solution.
- Use a pair of disposable gloves in staining operation not to touch the gel.
- If a proper shaker is not available, shake the tray by hand.
- The sensitiviey of a gel thicker than 1mm declines somewhat as compared with a thinner gel.
- igoplus Keep the reagents in a tightly closed container and refrigerated, and use within 6 months after unsealing.
- Use the reagents in a tightly closed container adn refrigerated, and use within 6 months after unsealing.
- Use the reagents (methanol, acetic acid) of superior quality

[V-4] Package Size and Storage

Enough to stain 10 slabs of gels (140 mm x 140 mm x 1.0 mm)

The kit should be stored in a dark place at 2-10 $^\circ$ C

The term of validity: Printed on the package.

[V-5] References

1. K. Ohsawa et. Al.: Silver Stain for Detecting 10-Femotogram Quantities of protein after Polyacrylamide Gel Electrophoresis, Anal. Biochem., 135, 409(1983)

2. S. Irie: A highly sensitive silver Staining for detection of proteins in polyacrylamide gels, biochemistry(Japan), 52, 411(1980)

3. B.R. Oakley et. al.: Visualization of proteins with silver "stain" for detecting proteins in polyacrylamide gels, Anal. Biochem., 105, 361(1980)

4. H.M. Poehling et. al.: Visualization of proteins with silver "stain", a critical analysis, electrophoresis, 2, 141 (1981)

5. U.K. Laemmli: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4., Nature, 227, 680(1970)

ご使用に際しては、本添付文書をよくお読みください。

電気泳動用 2D-銀染色試薬・II

(はじめに)

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によって泳動されたタンパク質や 核酸の高感度検出法として、銀染色法が注目されています。しかし、操 作が煩雑な上、長時間を要するという欠点があります。

2D-銀染色試薬・IIは、試薬の調製及び操作法にわずらわしさがなく、 短時間で鮮明な染色パターンが得られるように開発された電気泳動用銀 染色試薬です。

長)

- 1) 電気泳動後、短時間で染色できます。
- 2) 高感度でタンパク質、核酸の染色ができます。

〔特

- タンパク質:CBB法の50~100倍
 - 核 酸:EB法の50~100倍
- の感度が得られております。
- 3) 試薬の調製及び染色操作が簡便です。
- 4) 重金属等法規制を受ける試薬を使用しておりません。
- 5) CBB法で染色した後のゲルの染色もできます。

〔内〕

6) 適度な染色像が得られた時点で、現像を停止することができます。 í.

्रत

スラブ型ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)、及びSDS-ポリア クリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)後のタンパク質及び核酸の染色。

容)

試薬名	主成分	容量
①固定化剂	チオ尿素	100mL
②前処理剤	ジチオスライトール、グルタルアルデヒド、チオ尿素	100mL
③染色液A	硝酸銀	100mL
④染色液B	水酸化アンモニウム、水酸化ナトリウム	100mL
⑤現像原液	クエン酸、ホルムアルデヒド、チオ硫酸ナトリウム	100mL
⑥停止液	クエン酸	100mL

〔使 用 法1

- ・タンパク質をサンプルとした場合
- 使用試薬・器具
 - 1. メタノール (特級以上のもの) 4. メスシリンダー
 - 5. 写真用バット 酸 (特級以上のもの) 2. 節
 - 3. 脱イオン水 (10⁻⁶mho以下のもの) 6. メスピペット
- II. 試薬の調製法
- 試薬の調製はスラブゲル(140mm×140mm×1.0mm)を基準として います。ゲルの大きさにより体積比で換算調製します。
- 各試薬は、用時調製して下さい。
- 1. 固定液 I
- 下記の処方に従って自製して下さい。 メタノール100mL、酢酸20mL及び脱イオン水80mLを加え全量を
- 200mLとし、攪拌混合して固定液 I とします。
- 固定液 II
- メタノール60mL、酢酸20mL、①固定化剤10mL、及び脱イオン水 110mLを加え全量200mLとし、攪拌混合して固定液IIとします。 3. 前処理滴
- メタノール100mL、②前処理剤10mL及び脱イオン木90mLを加え 全量を200mLとし、攪拌混合して前処理液とします。
- 4. 銀染色液
- ③染色液A10mLと④染色液B10mLを混合し、脱イオン水180mL を加え全量を200mLとし、攪拌混合して銀染色液とします。
- 5. 現像液

⑤現像原液10mLに脱イオン水190mLを加え全量を200mLとし、 攪拌混合して現像液とします。

III. 染色操作法



- に固定液 I 200mLを注ぎ、 ゲルを浸し、10分間振とう
- 2、固定液を捨て、固定液 II 200mLを注ぎ、15分間振と うします。
- 3. 固定液Ⅱを捨て、前処理 液200mLを注ぎ、10分間振 とうします。
- 4. 前処理液を捨て、脱イオ ン水200mLを注ぎ、5分間 振とうします。



5. 水を捨て、銀染色液200 mLを注ぎ、15分間振とう します。

- 6. 銀染色液を廃液容器に捨 て、脱イオン水200mLを注 ぎ、2分間振とうします。 これを3回線り返します。 (廃液には直ちに濃塩酸2 ~3mLLを加え、塩化銀とし ます。)
- 7. 水を捨て、現像液200mL を注ぎ、振とうします。
- 8、適度の染色像が得られた ら(5~10分)、⑥停止液10 mLを注ぎよく振とうしま す。
- 9. 現像が停止したら (~10 分)十分水洗して保存して ください。
- ・核酸染色の場合は、本キット中の固定化剤、前処理剤を使用せず、10% トリクロロ酢酸、50%メタノールを調製してお使いください。 詳細につきましては、弊社試薬統括部までお問い合わせください。

A-P (317	使用量 振とう時間**		[]]]*a	
an, 3%	【140mm×140mm】 【×1.0mmの場合】	ゲル≦lmm	ゲル≦2mm	等電点ゲル
1.固定液 I	200mL	10分	20分	60分**
2.固定液 II	200mL	15分	30分	30分
3.前処理液	200mL	10分	20分	30分
4.脱イオン水	200mL	5分	10分	5分
5.銀染色液	200mL	15分	25分	30分
6.脱イオン水	$200mL \times 3$	各2分	各5分	各2分
7.現 像 液	200mL	5~10分	5~10分	5 ~10分
8.停止液	10mL			

時間は処理時の試薬温度20~23℃を基準としたものです。 * 2

- 各試薬の使用量は2倍になります。 *b
- 等電点ゲルの場合には、3.5%スルホサリチル酸11.5%トリクロロ *с 酢酸200mLを固定波 I として使用して下さい。

〔使用上の注意〕		
1) 調製した銀染色液は放置すると爆発性の銀アミドを生成する危険		
性がありますので、使用後は必ず塩酸や塩化ナトリウム等で、塩化銀		
の沈殿物にしてください。〔操作法6〕		
2)本製品の構成試薬中、染色液Bはアルカリ物質として水酸化ナトリ		
ウム、水酸化アンモニウムを含有していますので、目や皮膚につかな		
いよう注意してください。もし、目に入った場合は速やかに流水で洗		
眼した後、医師の手当を受けてください。皮膚や衣服についた場合は		
速やかに水で洗い流してください。		
3)染色液A等その他の構成試薬も粘膜、皮膚等を刺激する場合があり		
ます。もし、目、皮膚や衣服についたときは速やかに洗い流してくだ		
さい。また炎症を起こした場合は医師の手当を受けてください。		
4) 銀染色液を加えたとき、液が着色あるいは濁りを生じることがあり		
ますが、染色には影響しません。〔操作法 5〕		
5) 使用する水は10 ⁻⁶ mho 以下の脱イオン水を使用してください。		
6) 染色に使用する容器は表面が平滑で清浄なものを使用してくださ		
7) CBB法染色後、さらに銀染色を実施する場合は、脱色をじゅうぶ		
んに行い(3時間以上数回脱色液を交換しながら脱色した後)、銀粱		
色の操作を行ってください。		
8) 操作中ケルにさりをつけないように仕息してください。		
9)操作中ゲルが液面より出ないように注意してください。		
10) アルが世接反射に強いないよう、採用中なアイへホーイアルの手及		
2 2 次用してくんでい。		
12) $\mathcal{T}_{\mu\nu}$		
13) 就蒸け窓松冷海保海上でください。		
開封後は6カ月以内に使用してください。		
14) 使用する試薬 (メタノール、酢酸) は特級以上の高純度品を用いて		
ください。		
〔己 後〕		
スラブゲル(140mm×140mm×1,0mm) 10枚用		
〔貯 法〕		
2~10℃ 遮光		
〔使用期限〕		
外装に記載		
(教 崇 수 왕)		

- 1) K. Ohsawa et. al. : Silver Stain for Detecting 10-Femtogram
- Quantities of Protein after Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Anal. Biochem., 135, 409 (1983) 2) 入江伸吉:ゲル内のタンパク質の高感度銀染色法、生化学、52、411 (1980)
- 3) B.R. Oakley et. al. : A simplified ultrasensitive silver stain for
- detecting proteins in polyacrylamide gels, Anal. Biochem., 105, 361 (1980) 4) H. M. Poehling et. al. : Visualization of proteins with silver "stain",

コスモ・バイオ株式会社 〒135-0016 東京都江東区東岡 2-2-20 東陽駅前ビル

- a critical analysis, Electrophoresis, 2, 141 (1981)
- 5) U.K. Laemmli : Cleavage of structural proteins during the
 - assembly of the head of bacteriophage T4, Nature, 227, 680 (1970)

(2004年11月改訂)

水洋