





# Multi-Purpose Incubation Chamber

Multi-purpose incubation chamber



1. Large (for 20 sheets) 345 x 195 x 48mm  
2. Small (for 10 sheets) 172 x 195 x 48mm

Incubation chamber sheets



## Perfect humid environment

- Immunostaining.
- Microarray.
- Ochterlony immunoprecipitation.
- Fluorescent techniques.
- Colormetric enzyme techniques.
- Blood smears and other slide-based cytodiagnosics.
- More...

## Intelligent Design



- Glass rods elevates slides from moisture source. Removable for easy cleaning.
- Interior humidified with moist filter paper.
- Black filter paper sheets make ideal background for easy slide observation.
- Constructed from translucent acrylic for easy observation, protection from light, and protection from infrared rays. (dark orange recommended for fluorescent work)
- 48mm (1.9 in) thin.
- Interlocking corners designed for stable stacking of multiple chambers. (Two 10-slide chambers stack side-by-side on a 20-slide chamber).
- Available in 10 or 20 slide capacity.
- Shaded coloring blocks protects slides from light and infrared rays.

## Quality Construction

- Acrylic construction resists alcohol and acids.
- High quality rubber gasket maintains humidity for long term storage.
- Removable glass rods for easy cleaning, added flexibility.



# Multi-Purpose Incubation Chamber



[An incubation chamber sheet or filter paper is spread over the bottom.]

## Multipurpose Incubation Chamber, Ordering Information

Cat. NO.	Description	Color	Qty
10CG	Incubation Chamber for 10Slides 195 x 172 x 48 mm 7.7 x 6.8 x 1.9 in *	Cool Gray	1
10DO	Incubation Chamber for 10Slides 195 x 172 x 48 mm 7.7 x 6.8 x 1.9 in *	Dark Orange	1
20CG	Incubation Chamber for 20Slides 345 x 195 x 48 mm 13.6 x 7.7 x 1.9 in **	Cool Gray	1
20DO	Incubation Chamber for 20Slides 345 x 195 x 48 mm 13.6 x 7.7 x 1.9 in **	Dark Orange	1
GR10	Glass bar for 10CG, 10DO	Clear	2
GR20	Glass bar for 20CG, 20DO	Clear	2
ICS	Incubation Chamber Sheet	Black	50


Product Weight  
\*KMB-10CG(DO) 195x172x48mm 700g \*\*KMB-20CG(DO) 345x195x48mm 1250g



## 多目的インキュベーションチャンバー

免疫染色に適したインキュベーションチャンバーです。透明なアクリル板を使用していますので、内部観察が常時可能です。ダークオレンジ、クールグレイの2色をご用意しております。ダークオレンジは紫外線の透過を減少しますので、蛍光抗体法用に適しています。また、インキュベーションチャンバーシートを使用すれば、スライドガラス上の切片状態をより鮮明に見ることができます。ご注意：オートクレーブはかけられません！

【多目的インキュベーションチャンバー】




大 (20 枚用)  
345x195x48(mm)

小 (10 枚用)  
195x172x48(mm)

### 特長


- スライドガラス 20 枚用と 10 枚用がございます。
- 保冷庫及びフラン器等 (-20℃～ +45℃) で使用可能です。
- 薄型で積み重ねができます。
- 内部取り外しができ、清掃が容易です。
- 良質のゴムパッキン使用により、十分な湿度が保たれ長期保存に最適です。
- アルコール、塩酸等に対する耐溶剤及び耐酸性に優れています。
- インキュベーションチャンバーシートは吸湿性に富んでいますので、適度な湿潤を維持することができます。また、汚れた場合は、取り替えることでチャンバー内を清潔に保つことができます。

【多目的インキュベーションチャンバー】



### 用途

- 蛍光抗体法、酵素抗体法等あらゆる免疫染色に使用できます。
- 血液塗抹標本や細胞診用標本の染色にも便利です。
- 寒天ゲル内沈降反応 (Ouchterlony 法) や免疫電気泳動法の反応箱としてもお使いいただけます。



(底にインキュベーションチャンバーシート又は濾紙を敷く。)

【多目的インキュベーションチャンバー】

メーカー略号：KMB

品名	品番	包装
インキュベーションチャンバー 10枚用 クールグレイ ガラス棒6本付	10CG	1箱
インキュベーションチャンバー 10枚用 ダークオレンジ ガラス棒6本付	10DO	1箱
インキュベーションチャンバー 20枚用 クールグレイ ガラス棒6本付	20CG	1箱
インキュベーションチャンバー 20枚用 ダークオレンジ ガラス棒6本付	20DO	1箱

【インキュベーションチャンバーシート】

メーカー略号：KMB

品名	品番	包装
インキュベーションチャンバーシート	ICS	50枚入

【インキュベーションチャンバー用ガラス棒】

メーカー略号：KMB

品名	品番	包装
10CG・10DO用ガラス棒 (ゴム付)	GR10	2本入
20CG・20DO用ガラス棒 (ゴム付)	GR20	2本入



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社