

Wormwood Pollen Extract

I. 内容

lot No. 565101

性 状	凍結乾燥粉末 (Wormwood Pollen 粗抽出物) Wormwood, <u>Artemisia absinthium</u> 花粉から抽出*
規 格	蛋白質量: 5 mg 1.0 ml の精製水を加える事により 5 mM 硼酸緩衝溶液 (pH8.0) 0.9% NaCl 溶液 [BBS] になります。

*花粉を10倍量の 0.125M NaHCO₃ (pH8) で16時間攪拌 (4℃)、軽く homogenize、遠心上澄を濃縮後 BBS で透析。

II. 保存上の注意


4℃以下 (長期間又は溶液の場合は -40℃以下) で保存して下さい。


III. 取扱上の注意

ビンの口金は開けないで下さい。ヨモギ花粉抽出物はアレルギーを含んでいます。粉末は吸い込んだり粘膜に付着する可能性が高く感作される危険性があります。凍結乾燥粉末が完全に溶液になった事を確認して操作下さい。

製造元

総発売元

 株式会社 エル・エス・エル

 コスモ・バイオ株式会社

新製品案内

LG-8000	FTMB suspension (結核菌死菌懸濁液)
LG-6061	OA Injection FFDP
LG-6202	EB Injection FFDP
LG-5779	Hinoki Pollen Extract
LG-0533	DNP-Mite-Df
LG-0544	DNP-Mite-Dp
LG-0528	DNP-Cedar Pollen-Cj
LG-1109	TNP-Ascaris
LG-1117	TNP-BSA
LB-8109	Rat Anti TNP-Ascaris

※LSL社の抽出物は、タンパク質抽出時の濃度がロットによって異なります。
ロット毎に加える精製水の量も異なりますので、商品に添付されているデータシートをご確認ください。